

サニフィールドニトリルライト手袋
パウダーフリー ブルー
SS / S / M / L



製品仕様


| サイズ | SS | S | M | L |
|------------------------|--|-------|-------|-------|
| 主原材料 | NBR (CAS No.9003-18-3) | | | |
| 厚みmm | 指先 \geq 0.09、掌 \geq 0.07、袖 \geq 0.06 | | | |
| 長さmm (許容値 \pm 10mm) | 245mm | 245mm | 245mm | 245mm |
| 重量g/枚 (許容値 \pm 0.1g) | 3.0g | 3.2g | 3.5g | 3.8g |
| 掌幅mm (許容値 \pm 5mm) | 75mm | 85mm | 95mm | 105mm |
| 中指長さmm (許容値 \pm 5mm) | 75mm | 78mm | 81mm | 84mm |

引張強度 14MPa (劣化前) / 14MPa(劣化後)

引張伸度 500%(劣化前) / 400%(劣化後)

AQL ピンホール : エア= AQL1.5GI / 水= AQL2.5GI 外観 : AQL2.5GI

寸法 : AQL4.0S2



輸入食品等試験成績証明書

第 14043613001-01 号
2014年(平成26年)05月08日

依頼者 原田産業株式会社

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代田1-1-1



2014年(平成26年)04月30日 採取した検体について分析試験した結果は次のとおりです。

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------------------|
| 品名及びブランド名 | SANIFIELD NITRILE GLOVES LIGHT POWDER-FREE BLUE | 貨物の記号及び番号 | |
| 輸入数量 | 300PS 1.05kg | 着港年月日 | 2014年04月27日 |
| 船名又は航空機名 | MH0052 | 生産国、製造所名 | MALAYSIA |
| 輸入業者名 | 原田産業株式会社 | 又は包装者名 | |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2-10-14 | 通関業者名 | 株式会社 住友倉庫 |
| 電話番号 | 06-6244-0171 | 電話番号 | 072-656-5591 |
| 検査に際する連絡担当者 | 一般財団法人日本食品分析センター 大阪支所 業務部 島津謙典 | 見本持出許可申請書又は見本持出包届申請書番号 | |
| 電話番号 | 06(6386)1851 | 検体採取者 | 一般財団法人日本食品分析センター 大阪支所 戸田朝美 |
| その他 | ***** | | |

分析試験結果


| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 注 | 方法 |
|--------------------------------------|--------------|------|---|----|
| 器具及び容器包装規格試験〔 σ^1 A(ほ乳器具を除く)〕 | --- | --- | 1 | |
| 材質試験 | --- | --- | | |
| 鉛 | --- | --- | | |
| 銅 | --- | --- | | |
| 溶出試験 | --- | --- | | |
| フエノキ | --- | --- | | |
| 亜鉛 | --- | --- | | |
| 重金属 | --- | --- | | |
| 蒸発残留物(水) | 適(5 µg/ml以下) | --- | | |

本結果は当機関が認可を受けた業務規定に準じ厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
注1. 食品、添加物等の規格基準(昭和36年厚生省告示第370号)の第3のDの σ^1 A製の器具又は容器包装。区分:使用温度,100℃以下

以上

食品衛生法証明書

梱包情報



| サイズ | 商品コード | JANコード | 入数 |
|-----|-----------|---------------|--------|
| SS | 34014-301 | 4931839210932 | 3000枚入 |
| S | 34014-302 | 4931839210949 | 3000枚入 |
| M | 34014-303 | 4931839210956 | 3000枚入 |
| L | 34014-304 | 4931839210963 | 3000枚入 |

| | |
|-----------|-------------|
| ボックス (mm) | 200×110×60 |
| ケース (mm) | 570×385×215 |

1ケース 3000枚入り
(100枚入×30箱)

**製品サンプル・見積依頼・ご注文等
お問い合わせはこちらへ**

湘南丸八エステック株式会社
〒251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥4-11-12
TEL0466-52-5985
FAX0466-52-5986
Mail : info@smst.co.jp
Web: <https://www.smst.co.jp/>